

KERN 347-05

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 20 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-635
Número do artigo para calibração DAkKS	962-635

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 g
Peso de teste - volume (cm ³)	2,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0313
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×23 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg