

# KERN 347-050-400

**KERN**

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 10 g - 20 g)



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | KERN            |
| Produktkategorie | Koffer & Etuis  |
| Produktgruppe    | Kunststoff-Etui |

## Messsystem

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen     | F1 - M3       |
| Etui passend für Gewichtsennwerte | 10 g - 20 g   |
| Geeignete Bauform für Etui        | Knopf/Kompakt |

## Bauform

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Material          | Kunststoff |
| Abmessungen (Ø×H) | 24×51 mm   |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 24×24×51 mm |
| Nettogewicht                   | 0,02 kg     |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,05 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg      |

## Piktogramme

STANDARD

