

KERN 347-050-400

KERN

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 10 g - 20 g)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	F1 - M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	10 g - 20 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Material	plásticos
Dimensiones (Ø×A)	24×51 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	24×24×51 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

