

# KERN 347-050-400

**KERN**

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 10 g - 20 g)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	10 g - 20 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Materiale	plastica
Dimensioni (Ø×A)	24×51 mm

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

