


KERN 347-052-010

KERN

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Euis
Produktgruppe	Gewichtskorb
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646
--------------------------------------	---------