


KERN 347-052-010

KERN

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis |
| Groupe de produit | Support de rangement des poids |
| Famille de produits | 347 |

Système de mesure

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 50 kg |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 2,5 mg |
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |

Forme de construction

| | |
|------------|-----------------|
| Forme poid | Panier de poids |
| Matériau | inox |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lecture force [d] (N) | 2 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 1000×500×500 mm |
| Poids net | 50 kg |
| Mode de livraison | Transporteur |
| Poids net env. | 50 kg |
| Poids brut env. | 50 kg |
| Poids d'expédition | 50 kg |

Services

| | |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-646 |
|--|---------|