
KERN **347-052-010**



Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids
Famille de produits	347

Système de mesure	
Poid de contrôle - valeur nominale	50 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 mg
OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction	
Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	50 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg

Services	
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646

1