


# KERN 347-052-010

**KERN**

Cesto de pesos para pesos de controlo calibrados segundo a classe M1 OIML



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Cesto de pesos
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Cesto de peso
Material	aço inox

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1000×500×500 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-646
--	---------