

# KERN 347-06

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 952-636

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-636

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	6,25
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	3 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	18×29,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	18×18×29 mm
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg