

KERN 347-070-400

KERN

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 50 g - 100 g)



Categoría

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Maletas & Estuches |
| Grupo de producto | Estojo de plástico |

Sistema de medición

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Caso adecuado para las clases OIML | F1 - M3 |
| Caso adecuado para valores de peso nominal | 50 g - 100 g |
| Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |

Diseño

| | |
|-------------------|-----------|
| Material | plásticos |
| Dimensiones (Ø×A) | 24×51 mm |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 24×24×51 mm |
| Peso neto | 0,02 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Pictogramas

STANDARD

