

KERN 347-070-400

KERN

Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 50 g - 100 g)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	50 g - 100 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
Afmetingen (Ø×H)	24×51 mm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

