

# KERN 347-080-400

**KERN**

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 200 g)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Material	plásticos
Dimensões (Ø×A)	31×56 mm

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	31×31×56 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

