

KERN 347-09

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-639
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,7813
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×66 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×66 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg