

KERN 347-09

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-639
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-639

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	62,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,7813
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	38×66 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	38×38×66 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg