

KERN 347-11

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-641
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-641

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,5625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	48×80 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg