

KERN 347-12

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-642 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-642 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML M1 |
| Produktfamilie | 347 |

Messsystem

| | |
|---|--------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 kg |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 250 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 3,125 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 100 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 4000 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |

Bauform

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 60×114 mm |
| Material | Edelstahl feingedreht (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 60×60×114 mm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,0 kg |
| Versandgewicht | 2 kg |