

KERN 347-12

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-642
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-642

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	2 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	3,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	60×114 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×114 mm
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg