

# KERN 347-12

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-642
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-642

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	3,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4000
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	60×114 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×114 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg