

KERN 347-12

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 2 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-642
Número do artigo para calibração DAkkS	962-642

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	3,125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	4000
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	60×114 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×114 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg