

# KERN 347-120-400

**KERN**

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 2 kg)



## Categoría

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Marca                 | KERN               |
| Categoría de producto | Maletas & Estuches |
| Grupo de producto     | Estojo de plástico |

## Sistema de medición

|  |                |
|--|----------------|
| Caso adecuado para las clases OIML         | F1 - M3        |
| Caso adecuado para valores de peso nominal | 2 kg           |
| Diseño de peso adecuado para el caso       | Botón/compacto |

## Diseño

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Material          | plásticos |
| Dimensiones (Ø×A) | 72×115 mm |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 72×72×115 mm         |
| Peso neto                        | 0,02 kg              |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,05 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,05 kg              |
| Peso de envío                    | 0,1 kg               |

## Pictogramas

STANDARD

