

KERN 347-13

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-643
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	7,8125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×147 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg