

# KERN 347-13

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-643
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-643

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	80×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×147 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg