

KERN 347-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-643
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-643

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg