

KERN 347-130-400

KERN

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 5 kg)



Categoria

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Valigette & Astucci |
| Gruppo di prodotti | Astuccio di plastica |

Sistema di misura

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Caso adatto alle classi OIML | F1 - M3 |
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 5 kg |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |

Design

| | |
|------------------|------------|
| Materiale | plastica |
| Dimensioni (Ø×A) | 100×165 mm |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 100×100×165 mm |
| Peso netto | 0,02 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,05 kg |
| Peso lordo ca. | 0,05 kg |
| Peso di spedizione | 0,3 kg |

Pittogrammi

STANDARD

