

# KERN 347-131

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	15,625
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	500 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	136×132 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	137×137×132 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

## Pittogrammi

STANDARD

