

KERN 347-131

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino (OIML)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	1250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	15,625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	500 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	136×132 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	137×137×132 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

Pictogramas

STANDARD

