

# KERN 347-141

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-644

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	500 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×132 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×132 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg