

KERN 347-151

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-645
--	---------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2500
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	31,25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	136×217 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	137×137×217 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg