

# KERN 347-151

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 20 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 20 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-645

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	2500
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	31,25
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 g
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	136×217 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	137×137×217 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg