

# KERN 347-161

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 50 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 50 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-646

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	78,125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 g
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	198×249,5 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	198×198×249 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg