

# KERN 347-445-100-N00

Asta di supporto (Newton), 10 cN, alluminio

# KERN



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-634N

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Marchio               | KERN                      |
| Categoria di prodotto | Peso individuale          |
| Gruppo di prodotti    | Asta di supporto (Newton) |
| Famiglia di prodotti  | 347-N                     |

## Sistema di misura

|  |       |
|--|-------|
| Peso di calibrazione - valore nominale (N) | 10 cN |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)      | 2 mg  |
| Peso di calibrazione OIML classe           | M1    |

## Design

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Struttura peso           | Asta di supporto (Tipo A) |
| Peso massimo totale      | 0,2 kg                    |
| Peso massimo individuale | 0,1 kg                    |
| Dimensioni (Ø×A)         | 13×113,5 mm               |
| Materiale                | alluminio                 |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 13×13×114 mm    |
| Peso netto                     | 0,01 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,1 kg          |