

# KERN 347-445-100-N00

**KERN**

Vara de apoio (Newton), 10 cN, alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio (Newton)
Família de produto	347-N

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	10 cN
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2 mg
Peso de teste OIML classe	M1

### Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Peso total máximo	0,2 kg
Peso individual máximo	0,1 kg
Dimensões (Ø×A)	13×113,5 mm
Material	alumínio

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×114 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-634N
--	----------