

KERN 347-445-100

KERN

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 10 g, Aluminium



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-634

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,1905
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0241
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Maximales Gesamtgewicht	0,2 kg
Größtes Einzelgewicht	0,1 kg
Abmessungen (Ø×H)	13×113,5 mm
Material	Aluminium

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×114 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg