

KERN 347-445-100

Asta di supporto, classe OIML M1, 10 g, alluminio

KERN



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-634

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	10 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1,1905
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0241
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2 mg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo A)
Peso massimo totale	0,2 kg
Peso massimo individuale	0,1 kg
Dimensioni (Ø×A)	13×113,5 mm
Materiale	alluminio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×114 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg