

KERN 347-445-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 10 g, alumínio



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-634
--	---------

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

OIML-conforme	✓
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2 mg
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	10 g
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8400
Peso de teste - volume (cm ³)	1,1905
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0241

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Peso total máximo	0,2 kg
Peso individual máximo	0,1 kg
Dimensões (Ø×A)	13×113,5 mm
Material	alumínio

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×114 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg