

KERN 347-5 15-400

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 500 g - 1 kg)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	M1 - M3
Etui passend für Gewichts-nennwerte	500 g - 1 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Material	Kunststoff
Abmessungen (Ø×H)	80×600 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×600 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Piktogramme

STANDARD

