

KERN 347-5 15-400

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 500 g - 1 kg)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	M1 - M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	500 g - 1 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Material	plásticos
Dimensiones (Ø×A)	80×600 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×600 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD

