

KERN 347-5 15-400

Étui en plastique pour poids individuels (Bouton/compact, 500 g - 1 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	M1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	500 g - 1 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Matériau	plastiques
Dimensions (Ø×H)	80×600 mm

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×600 mm
Poids net	0,02 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Pictogrammes

STANDARD

