

# KERN 347-5 15-400

**KERN**

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 500 g - 1 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	M1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	500 g - 1 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Materiale	plastica
Dimensioni (Ø×A)	80×600 mm

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×600 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Pittogrammi

STANDARD

