

KERN 348-226

KERN

Conjunto de pesos de miligramas, M1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

Sistema de medição

OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Peso líquido	0,32 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,39 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-650
Número do artigo para calibração DAkkS	962-650