


KERN 353-420-2 10

KERN

Coperchio per custodia porta frazioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Coperchio della custodia
Famiglia di prodotti	353

Sistema di misura

Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 500 mg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Materiale	metallo, verniciato
-----------	---------------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,05 kg

Pittogrammi