


KERN 353-420-2 10

KERN

Tampa do estojo para pesos de microgramas



Categoria

| | |
|----------------------|---|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Acessórios de pesos de aferição metrológica |
| Grupo de produto | Tampa da estuche |
| Família de produto | 353 |

Sistema de medição

| | |
|--|----------------|
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 1 mg - 500 mg |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Botão/compacto |

Desenho

| | |
|----------|----------------|
| Material | metal, pintado |
|----------|----------------|

Embalagem e expedição

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Peso líquido | 0,05 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,05 kg |

Pictogramas