

KERN 353-430-200

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 100 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 100 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	151×91×49 mm
Material	faia

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	151×91×49 mm
Peso líquido	0,25 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,25 kg

Pictogramas

STANDARD

