

# KERN 353-440-200

**KERN**

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 200 g)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F2 + M1 + M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 200 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	160×98×58 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	160×98×58 mm
Poids net	0,29 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,29 kg

## Pictogrammes

STANDARD

