

KERN 353-490-200

KERN

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 10 kg)



Catégorie

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis |
| Groupe de produit | Étui en bois |

Système de mesure

| | |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML | F2 + M1 + M2 |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 mg - 10 kg |
| Forme de poids appropriée pour l'étui | Bouton/compact |

Forme de construction

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensions (L×P×H) | 540×190×245 mm |
| Matériau | hêtre |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 540×190×245 mm |
| Poids net | 8,8 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 9 kg |
| Poids brut env. | 11 kg |
| Poids d'expédition | 10,5 kg |

Pictogrammes

STANDARD

