

# KERN 354-02

Gewichtssatz, M2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	129×86×40 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×86×40 mm
Nettogewicht	0,26 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,26 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-615
--------------------------------------	---------