

KERN 354-02

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	129×86×40 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	129×86×40 mm
Nettogewicht	0,26 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,26 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-615
-------------------------------------	---------