

KERN 354-026

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-615
--------------------------------------	---------