

KERN 354-026

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	165×120×75 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-615
-------------------------------------	---------