

# KERN 354-03

**KERN**

Gewichtssatz, M2, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	151×91×49 mm
Anzahl Gewichte	9
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,51 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,51 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-616
--------------------------------------	---------